



MeterOmega

ISO
13485:2016

CE

FDA

iCARE-FLOW CapillaryABG

iCARE-FLOW Capillary ABG dengan flow-valve dan flow-plug, membuat pengambilan sampel gas darah pada arteri lebih cerdas, lebih konsisten dan lebih fleksibel

Jarum pengukur 25G mengurangi trauma dan resiko hematoma

Flow-valve : secara otomatis menghentikan aliran darah ke dalam kapiler saat terisi

dilapisi dengan 15IU/ml heparin

Volume sampel 240µl

Flow-plug : alat hanya dapat menyedot sampel darah setelah plug dilepas

Kompatibel dengan sebagian besar Alat AGD yang menerima sampel kapiler

Customer Care



CARE-FLOW CapillaryABG



Micro Sample Volume

Volume sampel sedikit lebih efektif mengurangi perdarahan iatrogenik



Simple & Fast Collection

Sampel dikumpulkan dengan tekanan arteri minimal, cepat dan langkah sederhana



Less Pain & Complications

Jarum mikro tipis : mengurangi ketidaknyamanan pasien, kompresi & menghentikan pendarahan setelah pengambilan sampel darah



No Mixing Required

Dinding bagian dalam syringe dilapisi dengan heparin aktif, dan memungkinkan darah bercampur secara otomatis.

Jarum suntik konvensional memerlukan homogenisasi fisik sesegera mungkin setelah pengambilan darah untuk mengurangi risiko pembekuan pada sampel darah.

Kompatibel dengan :

Techno Medica	GASTAT-700 Series
Werfen	GEM3000, GEM3500, GEM4000, GEM5000
Radiometer	ABL80, ABL90, ABL800, ABL9
Nova	Prime
ROCHE	Cobas b123, b221
Abbott	i-STAT
EDAN	i15
Wondfo	BGA Series
OPTI	CCA Series
i-SENS	i-Smart Series
Medica	Easy-Stat
ESCHWEILER	Combi-Line

Pelindung Jarum Opsional



Diimpor dan didistribusikan oleh :



PT. GANDASARI EKASATYA

Medical, Laboratory, Scientific Supply & General Trading

Jl. Kemanggisan Ilir Raya Blok C NO. 15B

Anggrek Neli Murni Jakarta 11480

Telp : (+62-21) 5360029-30 Hotline : +62 811 9940 129

E-mail : support@gandasari-ekasatya.co.id



MeterOmega Medical Wuhan LTD

Address : NO.23- 1- 3 Gezhouba Suncity, GaoXin 4th road, East Lake Development, Wuhan, China.

www.meteromega.com