



MeterOmega

ISO
13485:2016

CE

FDA

CARE-FLOW™

Capillary ABG

UCARE-FLOW Capillary ABG dengan flow-valve dan flow-plug, mempermudah pengambilan sampel gas darah arteri. Lebih konsisten dan kompatibel

Flow-plug : alat hanya dapat menyedot sampel darah setelah plug dilepas

Flow-valve : secara otomatis menghentikan aliran darah ke dalam kapiler saat terisi

dilapisi dengan 15IU/ml heparin

Jarum pengukur 25G mengurangi trauma dan resiko hematoma

Kompatibel dengan sebagian besar Alat AGD yang menerima sampel kapiler

Volume sampel 240µl

Customer Care





CapillaryABG



Micro Sample Volume

Volume sampel sedikit lebih efektif mengurangi perdarahan iatrogenik



Simple & Fast Collection

Sampel dengan tekanan minimal, cepat dan langkah sederhana



Less Pain & Complications

Jarum mikro tipis : mengurangi ketidaknyamanan pasien, kompresi & menghentikan pendarahan setelah pengambilan sampel darah



No Mixing Required

Dinding bagian dalam syringe dilapisi dengan heparin aktif, dan memungkinkan darah bercampur secara otomatis.

Kompatibel dengan :

Techno Medica	GASTAT-700 Series
Werfen	GEM3000, GEM3500, GEM4000, GEM5000
Radiometer	ABL80, ABL90, ABL800, ABL9
Nova	Prime, Ultra
SIEMENS	Rapid Series
ROCHE	Cobas b123
Wondfo	BGA Series
OPTI	CCA Series
i-SENS	i-Smart Series
Medica	Easy-Stat



Pelindung Jarum Opsional

Diimpor dan didistribusikan oleh :



PT. GANDASARI EKASATYA

Medical, Laboratory, Scientific Supply & General Trading

Jl. Kemanggisan Ilir Raya Blok C NO. 15B

Anggrek Neli Murni Jakarta 11480

Telp : (+62-21) 5360029-30 Hotline : +62 811 9940 129

E-mail : support@gandasari-ekasatya.co.id



MeterOmega Medical Wuhan LTD

Address : NO.23- 1- 3 Gezhouba Suncity,
GaoXin 4th road, East Lake Development,
Wuhan, China.

www.meteromega.com