

Scientific Product

Customer Care



Self Vaginal FLOQSwabs®

Media
pengambilan dan
pengumpul sampel
dari vagina



Copan
innovating together

Self-vaginal FLOQSwabs® adalah swab kering & steril dalam tabung, digunakan untuk mengumpulkan sampel dari vagina. Kit ini di desain untuk memungkinkan pengguna melakukan swab secara mandiri guna deteksi awal infeksi bakteri, virus/ jamur dan Infeksi Menular Seksual (IMS) lainnya. Setelah pengambilan sampel mandiri, sampel dikirim ke laboratorium untuk dianalisa atau bahkan pengujian DNA agen patogen.



Preservasi

Sampel vagina yang dikumpulkan dengan self-vaginal FLOQSwabs® dapat diangkut tanpa perlu dikeringkan.

- ▶ DNA CT/NG pada swab kering terbukti stabil hingga 4 minggu disimpan pada suhu kamar (20-25°C) dan suhu pendingin (4°C).
- ▶ DNA HPV pada swab kering terbukti stabil hingga 2 minggu disimpan pada suhu -20°C dan +50°C.

FLOQSwabs®



Memastikan pengambilan sampel yang cepat dan elusi optimal.



Pengambilan tanpa rasa sakit

Ujung FLOQSwabs® yang lembut dan kecil untuk pengambilan sampel **tanpa rasa sakit.**

Kompatibel untuk digunakan dengan alat :

- ✓ Anyplex™ II HPV HR Detection assay (Seegene)
- ✓ Cobas 4800 HPV test (Roche)
- ✓ BD Onclarity™ HPV Assay (Becton Dickinson)
- ✓ Tes HPV Abbott (Abbott)
- ✓ Tes HPV Xpert (Cepheid)

diimpor dan didistribusikan oleh :



PT. GANDASARI EKASATYA
Medical, Laboratory, Scientific Supply & General Trading

Jl. Kemanggisan Ilir Raya Blok C No. 15B,
Angrek Neli Murni, Jakarta 11480
Telp : (+62-21) 5360029-30 Hotline : +62 811 9940 129
Email : support@gandasari-ekasatya.co.id



Copan Italia s.p.a.

Via Francesco Perotti 10,
25125 Brescia, Italy
t | f +030 2687211
@ | info@copangroup.com