

SMART-eNAT®

Sistem Pengiriman Cerdas untuk Media Preserfasi Asam Nukleat



Pre-Analitik Menentukan
Ranah Aplikasi :



Penyakit respiratori



Penyakit gastrointestinal



STI & HPV



Genetika & mikrobia





Copan mematenkan dorongan PINTAR & aktivasi serta sistem pengiriman adalah post-pengumpulan, performa tinggi dengan tutup intuitif yang mencegah media tumpah dan mengontaminasi, memungkinkan pengambilan sampel secara mandiri di rumah. SMART-eNAT® memiliki SMART cap dengan eNAT® dan FLOQSwabs®, menstabilkan dan mempreservasi RNA/DNA untuk waktu yang lama. SMART-eNAT® digunakan sebagai media pengumpul, transportasi, dan preservasi spesimen klinik untuk kemudian dianalisis menggunakan teknis amplifikasi asam nukleat.



TUTUP-PINTAR™



Dorongan unik & aktifasi serta sistem pengiriman yang memudahkan dalam pengumpulan sampel, menjaga sampel tidak tumpah dan mengontaminasi.



SERBA GUNA

SMART-eNAT® dapat dipasangkan dengan tiga jenis swab spesifik berbeda untuk vaginal, buccal, dan rektal atau swab dalam kit untuk riset mikroba.

MUDAH DIGUNAKAN



SMART-eNAT® didesain mudah digunakan. Hanya memerlukan beberapa tahapan untuk pengumpulan sampel.



eNAT®

Cairan-dasar media molekuler yang dapat menon-aktifkan virus dan bakteri secara cepat ketika preservasi asam nukleat dalam suhu ruang untuk mempersingkat waktu dan meningkatkan keamanan.

Performa eNAT®

Stabilitas Copan eNAT® media preservasi asam nukleat :

Hingga 4 minggu di suhu ruang dan 4°C

Hingga 6 bulan di suhu -20°C hingga -80°C

Berdasarkan banyak literatur scientific, karakteristik eNAT® dapat mempreservasi asam nukleat dari sampel feses hingga 30 hari dalam suhu ruang.

No. Katalog

Deskripsi

Kemasan

Sampel

TBD

1 ml eNAT medium in the smart cap**



300 pcs

Universal

70U001N***

1 ml eNAT medium in the smart cap + 1 regular FLOQSwabs®



300 pcs
(6 box dari 50 pcs)

Nasal, tenggorokan,
vaginal, kulit, rektal,
luka, buccal dan feses

diimpor dan didistribusikan oleh :



PT. GANDASARI EKASATYA

Medical, Laboratory, Scientific Supply & General Trading

Jl. Kemanggis Ilir Raya Blok C No. 15B
Anggrek Neli Murni Jakarta 11480
Telp : (+62-21) 5360029-30 Hotline : +62 811 9940 129
E-mail : support@gandasari-ekasatya.co.id



Copan Italia s.p.a.

Via Francesco Perotti 10,
25125 Brescia, Italy
t | f +030 2687211