

## FLOQSwabs® hDNA Free

# Media pengumpul DNA Non-invasif, untuk Aplikasi Genetika

### Pre-Analitik Menentukan

Ranah Aplikasi :



**Genetika & mikroba**

Regular



**Forensik**

Regular



Customer Care



**Copan**  
innovating together



FLOQSwabs® hDNA Free adalah produk yang di dedikasikan sebagai media pengumpul sampel DNA untuk aplikasi genetika. **Bebas amplifikasi DNA manusia dan mudah mendeteksi DNase dan RNase**, FLOQSwabs® hDNA Free dengan swab non-infasif tanpa rasa sakit dan lebih efisien untuk pengumpulan sampel darah menggunakan hypodermic needles.

### Laboratorium

## Aplikasi hilir

- Predictive diagnostics
- Genotip SNP
- Profil DNA
- Farmakogenomik
- Epigenetik
- Tumor marker
- HLA Typing
- Metagenomik
- Skrining intoleransi makanan
- Tes gen seliak
- Tes genealogi genetik
- Tes keturunan



No. Katalog	Deskripsi	Kemasan
<b>50E010D01</b>	Swab buccal / saliva, ukuran reguler, Breaking Point 20mm dengan sistem pengeringan aktif	300 pcs/kemasan (6 box dari 50 pcs)
<b>50E020D01</b>	Swab buccal / saliva, ukuran reguler, Breaking Point 20mm, barcode label 2D dengan sistem pengeringan aktif	300 pcs/kemasan (6 box dari 50 pcs)

### Superior



FLOQSwabs® tidak memiliki inti internal yang memerangkap sampel, Sehingga adsorpsi & elusi sampel lebih cepat dan sempurna. FLOQSwabs® memberikan hasil DNA +/- 5X lebih tinggi dibandingkan swab Rayon.



### CE marked, perangkat medis DNAfree

FLOQSwabs® hDNA Free menyediakan swab steril dan non steril. Tersertifikasi bebas amplifikasi DNA manusia dan mudah mendeteksi DNase dan RNase, dilengkapi dengan dokumen persyaratan ISO 13485.



### 20 mm breaking point

Breaking point yang pendek dan 2-1,5 ml pada tabung kompatibel untuk workflow laboratorium.



### Sistem pengeringan aktif

Sistem pengeringan aktif mampu mengeringkan sampel didalam tabung, Menjaga kestabilan DNA hingga 12 bulan dalam suhu ruang.

diimpor dan didistribusikan oleh :



**PT. GANDASARI EKASATYA**  
 Medical, Laboratory, Scientific Supply & General Trading

Jl. Kemanggisan Ilir Raya Blok C No. 15B  
 Anggrek Neli Murni Jakarta 11480  
 Telp : (+62-21) 5360029-30 Hotline : +62 811 9940 129  
 E-mail : support@gandasari-ekasatya.co.id



**Copan Italia s.p.a.**  
 Via Francesco Perotti 10,  
 25125 Brescia, Italy  
 t | f +030 2687211