

Blood Gas Analyzer for POC-Testing

GASTAT-navi

ecatalogue 



Customer Care 



MUDAH DIGUNAKAN

EFISIEN DAN EFEKTIF

HASIL TERPERCAYA



Kemenkes RI AKL No. 20101413735

3 LANGKAH MUDAH PENGOPERASIAN



STEP 1
MASUKKAN

Masukkan Sensor Card ke dalam Inlet.



STEP 2
INJEKSIKAN

Injeksikan sampel ke dalam port injeksi.



STEP 3
ANALISIS

Hasil pengukuran akan tampil pada layar dan tercetak dalam 45 detik.

3 Jenis Sensor Card untuk berbagai parameter



Kemenkes RI AKL
No. 20101715965



Kemenkes RI AKL
No. 20101716353



Kemenkes RI AKL
No. 20101715969

Parameter	Sensor Card 091	Sensor Card 092	Sensor Card 093
pH	•	•	•
pCO2	•	•	•
pO2	•	•	
cNa+		•	•
cK+		•	•
cCa2+			•
Hct	•	•	•

Spesifikasi

Sampel	Darah arteri, cairan kontrol
Parameter Terukur	PH, pCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa2+, Hct
Parameter Terhitung	HCO3, TCO2, BE, Hb, O2SA, O2CT, BB, SBE, SBC, AaDO2, RI, cCa
Volume Sampel	200µL
Waktu Pengukuran	165 detik (120 detik kalibrasi + 45 detik analisis)
Kalibrasi	1 kali setiap akan analisis sampel
Layar	LCD layar sentuh
Printer	20digit 56mm thermal
Kapasitas Memori	500 data
Koneksi	USB
Waktu simpan Sensor Card	2 bulan pada suhu ruang atau 1 tahun dalam lemari pendingin
Kondisi Pengoperasian	Suhu: 15- 30°C / Kelembapan: 30-80%
Dimensi	Alat: 120(P) - 250(L) -96(T) mm Sensor card: 85.6(P) - 54.0(L) - 8.5(T) mm
Berat	1.4 kg

Spesifikasi dapat berubah tanpa sewaktu-waktu

Diimpor dan didistribusikan :



PT. GANDASARI EKASATYA
Medical, Laboratory, Scientific Supply & General Trading

Jl. Kemanggisian Ilir Raya Blok C NO. 15B
Anggrek Neli Murni Jakarta 11480
Telp : (+62-21) 5360029-30 Hotline : +62 811 9940 129
E-mail : support@gandasari-ekasatya.co.id

Manufactured By:



Techno Medica

5-5-1 Nakamachidai Tsuzuki-ku, Yokohama,
Kanagawa, 224-0041 JAPAN
Ph. +81 45 348 1961 Fax. +81 45 948 1962
<http://www.technomedica.co.jp>