



Celltac α

Automated Hematology Analyzer

MEK - 6510K

Rekan terpercaya di laboratorium anda

Desain ringkas yang ramah pengguna

Berdasarkan pengalaman manufaktur selama 40 tahun dibidang analisa hematologi, Celltac α dari Nihon Kohden memberikan suatu kemudahan (stress-free) dalam proses pengerjaan dengan desain serta tampilan terbaru pada hardware dan software yang digunakan.

Stress-free

Kapasitas penyimpanan data yang besar

Celltac α menggunakan SD card yang terpercaya untuk menyimpan data. Lebih dari 15.000 hasil analisa dapat disimpan di dalamnya.

Reliable

Kemenkes RI AKL
No.20205513996



Spesifikasi

Parameter	WBC, LY%, MO%, GR%, LY, MO, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW
Metode Pengukuran	WBC, RBC, PLT - Metode Impedansi HCT - Histogram dari kalkulasi HGB - Metode surfactant WBC differential - Histogram dari kalkulasi
Mode Pengukuran	Terbuka Pre-dilusi WBC tinggi WBC Rendah
Waktu Pengukuran	60 detik/ sampel
Volume Sampel	30 µL (CBC) untuk mode pengukuran normal 10 atau 20 µL untuk mode pre-dilusi
Kapasitas Data	Lebih dari 15.000 data hasil pengukuran dapat disimpan dalam SD card
Layar LCD	5.7 inci, 240 x 320 titik TFT-LCD
Dimensi	230 x 450 x 428 (mm)
Bobot	± 20 kg

Reagen, Kontrol, Kalibrator



Kontrol hematologi

MEK-3DN (normal)	T455
MEK-3DL (low)	T455L
MEK-3DH (high) (2mL)	T455H

Kalibrator

MEK- CAL (2mL)	T457
----------------	------

Reagen Original

Diluent : Isotonac 3
Hemolysing reagen : Hemolynac 3N
Deterjen : Cleanac & Cleanac 3

Option

Lebih dari 15.000 hasil dapat disimpan

SD card

QM-001D

Y154D



Over 40 Years of Experience with In Vitro Diagnostic

Nihon Kohden launched its first automatic blood cell counter, MEK-1100 in 1972. Over the years, the models with more extensive and advanced capabilities are continually developed.



This brochure may be revised or replaced by Nihon Kohden at any time without notice.

Diimpor dan didistribusikan :



PT. GANDASARI EKASATYA

Medical, Laboratory, Scientific Supply & General Trading

Jl. Kemanggisan Ilir Raya Blok C NO. 15B
Anggrek Neli Murni Jakarta 11480
Telp : (+62-21) 5360029-30 Hotline : +62 811 9940 129
E-mail : support@gandasari-ekasatya.co.id



NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan
Phone +81 (3) 5996-8036 Fax +81 (3) 5996-8100
www.nihonkohden.com